

# Varilymph Pro

Manuel d'utilisation



V.1 20/03/2025

## 1. A PROPOS DU PRODUIT

Il s'agit d'un dispositif de contrôle automatique à 12 chambres pour la **Thérapie par Compression Pneumatique Intermittente (IPC)**. L'appareil peut être utilisé avec les manchons dans le cadre d'une thérapie de drainage physique en 12 étapes pour les troubles lymphatiques et veineux chroniques. Cet appareil peut être utilisé avec un ou deux manchons et offre une thérapie très efficace pour les jambes, les bras et les épaules.

L'appareil produit une pression réglable dans les manchons. Le flux de pression commence dans les zones du corps les plus éloignées du cœur (pieds et mains) et se propage en 12 étapes vers les zones les plus proches du cœur.

La pression thérapeutique peut être réglée à l'aide du dispositif de contrôle. Le gonflage et le dégonflage dans le bon ordre des chambres à air sont effectués automatiquement par l'appareil.

La thérapie active la circulation veineuse et lymphatique.

## 2. CONSIGNES DE SECURITE

1. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
2. Ce produit est conçu uniquement pour les utilisations indiquées dans le manuel d'instructions.
3. Avant de changer de système, le patient doit recevoir un traitement chimio-thermique auprès d'un distributeur agréé. Ceci pour des raisons d'hygiène et de conformité avec le Règlement sur les Dispositifs Médicaux et les directives d'hygiène hospitalière de l'institut Robert Koch.
4. Veuillez utiliser l'appareil de pressothérapie **uniquement** avec les manchons.
5. **ATTENTION : Ne pas ouvrir ou fermer la fermeture éclair des manchons sous pression. Avant d'ouvrir ou de fermer la fermeture éclair, il est indispensable de dégonfler les manchons.**
6. L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux fermés et par du personnel médical ou qualifié.
7. Il est dangereux d'utiliser le système en présence de gaz hautement inflammables.
8. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau et de l'humidité (par exemple, de la vapeur). Si de l'eau a pénétré dans l'unité de contrôle, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.
9. N'utilisez pas l'unité de contrôle avant qu'elle ne se soit pas réchauffée ou refroidie à la température ambiante.
- 2.10. Tenir le système à l'écart des températures supérieures à 50°C.
- 2.11. Evitez que des objets pointus entrent en contact avec le câble d'alimentation, les tubes flexibles et les manchons de traitement.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, mettez l'appareil hors service et remplacez le cordon dès que possible afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.
13. N'utilisez l'appareil qu'avec la tension spécifiée (230V ~ 250V / 50Hz).
14. Ce système ne doit pas être éliminé comme un déchet normal. Pour son élimination, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ou le fabricant.
15. Si l'appareil est défectueux, contactez votre revendeur.
16. Le système est conforme aux normes de sécurité en vigueur, notamment: EN60601-1 et IEC 62366.
17. Il est expressément interdit d'apporter des changements ou des modifications hors du contrôle de l'entreprise sous peine d'annulation immédiate de la garantie et de la certification.

### 3. CONTENU

- Appareil de thérapie de compression
- Câble d'alimentation
- 1 tube de connexion pour les manchons à 12 chambres
- Mode d'emploi
- Prise

### 4. CHAMP D'APPLICATION

#### INDICATIONS

- Prophylaxie thromboembolique
- Ulcère veineux
- Œdème post-traumatique
- Syndrome post-thrombotique
- Troubles sensoriels causés par l'hémiplégie sous surveillance médicale stricte
- Trouble occlusif de l'artère périphérique (sous surveillance médicale étroite)
- Œdème veineux
- Œdème lymphatique
- Formes mixtes d'œdème
- Lipoedème
- Syndrome du pied diabétique

#### CONTRE-INDICATIONS\*:

- Infarctus du myocarde récent
- Œdème cardiaque et rénal
- Erysipèle
- Traumatisme aigu des tissus mous des extrémités
- Processus occlusifs dans le secteur du drainage lymphatique
- Œdème pulmonaire
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Hypertension sévère déstabilisée
- Thrombophlébite étendue, thrombose ou suspicion de thrombose
- Neuropathie

#### Contre-indications relatives\*:

- Tumeurs dans la zone de drainage
  - Douleur pendant la thérapie IPC
- \* demandez au médecin qui vous soigne

## 5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour mettre l'appareil en service, branchez le chargeur sur la prise de courant. Raccordez l'appareil et les tuyaux à l'aide des tubes de raccordement.

Vérifiez que les fiches grises des manchons sont connectées à la prise grise de l'appareil.

Dans le cas où un seul manchon est utilisé, vérifiez que le bouchon ferme le connecteur du deuxième tube de l'appareil.

1



2



3



Pour faire fonctionner l'appareil, branchez le chargeur sur la prise électrique appropriée (figure 1) et insérez la fiche dans la prise. Branchez l'unité de commande et les manchons sur les tubes de connexion. En raison de leur conception, les fiches ne peuvent être insérées que dans un seul sens (Fig2 et Fig 3).

**Remarque : Retirez le plastique de protection de l'écran avant de l'utiliser.**

Vérifiez que le connecteur gris du manchon est branché à l'appareil au niveau des prises grises (Fig.2). Le connecteur doit s'insérer complètement dans les quatre bords.

### UNITÉ DE CONTRÔLE

#### Partie frontale



Écran

Molette

#### Arrière

Interrupteur d'alimentation

Connecteur de tube



Alimentation électrique

Connecteur de tube avec bouchon



Durée de gonflage

Durée de dégonflage

Durée de la thérapie

Marche/arrêt

Une fois l'appareil mis en marche à l'aide de l'interrupteur, le graphique apparaît automatiquement sur l'écran et tous les réglages possibles sont affichés pendant environ 10 secondes. Chaque réglage peut être ajusté en tournant la molette. Chaque réglage peut être modifié même après la phase de démarrage en confirmant le réglage à l'aide de la touche menu. Il suffit d'appuyer sur la touche de menu et d'ajuster la valeur en tournant la molette.

### Configuration

- **Touche de verrouillage** : Appuyez sur le bouton de thérapie pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Cette fonction est disponible après le démarrage de la thérapie.
- **Durée de la thérapie** : Appuyez sur le bouton de la durée de la thérapie. Régler la durée **de 10 à 60 minutes** en tournant la molette. Appuyer à nouveau sur le bouton pour confirmer le réglage.
- **Durée de dégonflage** : Appuyez sur le bouton de temps de dégonflage. Ajuster le réglage en tournant la molette et confirmer en appuyant à nouveau sur le bouton de temps de dégonflage.
- **Durée de gonflage** : Appuyez sur le bouton de durée de gonflage. Ajuster le réglage en tournant la molette et confirmer en appuyant à nouveau sur le bouton de durée de gonflage. Vous pouvez également attendre environ 8 secondes pour confirmer les réglages. L'écran passe automatiquement au menu de démarrage.
- **Pression souhaitée** : Régler la pression souhaitée directement dans le menu de démarrage. Tourner la molette vers la droite pour augmenter la pression souhaitée. Tourner la molette vers la gauche pour réduire la pression souhaitée.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour commencer la thérapie.

La pression souhaitée et les autres paramètres peuvent être ajustés pendant la thérapie en tournant la molette à tout moment.

L'écran affiche la pression actuelle dans la chambre à air active.

La thérapie peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

### Paramètres individuels :

- Pression thérapeutique
- Durée de la thérapie
- Demander au médecin traitant

## 6. FIN DE LA THÉRAPIE

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la durée du traitement est écoulée et passe en mode veille. Débranchez les tuyaux pour dégonfler les manchons. Attendez toujours que les manchons soient complètement dégonflés avant de les ouvrir pour les retirer.

Pour transporter facilement le système, desserrez les raccords des tuyaux sur l'appareil. Vous éviterez ainsi d'endommager l'unité de contrôle et les tuyaux de pression.

### Évacuation rapide

La thérapie peut être interrompue en débranchant l'appareil du secteur. Les manchons de traitement se dégonflent automatiquement en cas de panne de courant.

## 7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Respecter les instructions de nettoyage jointes.

### Nettoyage

Nettoyer toutes les surfaces exposées et éliminez les dépôts organiques à l'aide d'un détergent neutre et d'un chiffon imbibé d'eau. Eviter tout excès d'eau ou de solution de nettoyage sur le compresseur. Les tuyaux sous pression peuvent également être nettoyés à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau. S'ils sont très sales, les tuyaux de pression peuvent également être nettoyés dans la machine à laver avec un essorage doux à 60°C maximum.

**Attention :** Assurez-vous que les tuyaux de raccordement aux tuyaux de pression sont bien fermés avec leurs bouchons avant de les nettoyer. Cela empêche l'eau de pénétrer.

**Désinfectants chimiques :** Nous recommandons de désinfecter avec des désinfectants à base d'alcool (70%). Humidifiez toutes les surfaces avec une solution désinfectante, puis essuyez-les avec un chiffon imbibé d'eau et séchez-les soigneusement.

Pour des informations détaillées sur le nettoyage et le retraitement, contactez le distributeur. Le fusible situé dans le petit compartiment entre l'interrupteur et la prise E14 peut être remplacé :



## 8. MAINTENANCE

L'appareil est équipé de composants de haute qualité et est soumis à des exigences de qualités strictes. Si des défauts sont constatés, veuillez contacter votre revendeur agréé.


L'entretien et la réparation des appareils sont strictement réservés par Wellell France.

Afin de garantir la sécurité du système sur une longue période, il convient de procéder à une inspection du système au moins tous les 2 ans.

### 8.1 Messages d'erreur et dépannage

L'appareil est programmé pour un contrôle électronique en cours de fonctionnement. Les messages d'erreur suivants peuvent apparaître :

**Message « Vérifier les fuites »** : la commande électronique a déterminé que la pression souhaitée que vous avez sélectionnée n'a pas pu être réglée. Cela peut être dû à une fuite au niveau des tuyaux et des raccords de tuyaux. Vérifiez les connexions des tubes à l'appareil ; en particulier, vérifiez que les connecteurs sont bien verrouillés sur les quatre bords. Les pinces blanches des connecteurs ne doivent pas dépasser pour assurer un bon verrouillage :



Si le message ne disparaît pas après avoir vérifié les connecteurs, vérifiez également l'étanchéité des autres parties du système de tuyauterie (voir s'il y a des sifflements). Si vous ne trouvez pas la cause, contactez votre revendeur agréé.

**Message « Erreur 10 »** : le contrôle électronique a déterminé qu'un composant mobile responsable du remplissage des tuyaux de traitement n'a pas pu être mis en position de démarrage. La raison peut être un stockage ou un fonctionnement à des températures inférieures à 15°C. Dans ce cas, augmentez la température ambiante. Si l'appareil a été stocké à basse température (par exemple, pendant la nuit dans une voiture), attendez qu'il se soit adapté à la température ambiante. Si d'autres incidents que ceux décrits ici se produisent, contactez le fournisseur agréé avant d'utiliser l'appareil.

## 9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 230 volt / 50 Hz
- Entrée : max. 20 watts
- Réglage de la pression souhaitée : 15 – 80 mmhg
- Compression : 17 l/min
- Durée de la thérapie : 10 - 60 min
- Fusible :1AL250V
- Durée de vie : 5 ans ou 2000 heures de fonctionnement

### **Conditions environnementales de fonctionnement**

- Température : 15°C - 40°C
- Humidité relative max : 85%, sans condensation
- Pression : 700 mbar à 1060 mbar

### **Transport et stockage**

- Température : -20°C - 50°C
- Humidité relative max : 85%, sans condensation
- Pression : 700mbar à 1060mbar

### **Dispositif médical de classe IIa**




**Protection de classe II (dispositif à isolation protégée).**

**Le système de pressothérapie est garanti 2 ans. Pour toute question, veuillez vous référer aux conditions de vente et de garantie de Wellell France.**

## 10. ACCESSOIRES

	Numéro d'article	Eléments	Dimensions			
			Longueur	Capacité		
				Partie supérieur	Partie centrale	Partie inférieure
<b>Dispositif</b>	<b>SLK4000</b>	<b>Disp. médical N°:17.99.01.1018</b>				
<b>Kit Varilymph 12 Pro</b>	<b>SLK12KIT</b>	Varilymph 12 Pro + Jambière standard + Manchon bras/épaule				
<b>Manchons</b>	<b>SLK4030</b>	Jambière standard	81 cm	75 cm	60 cm	45 cm
	<b>SLK4037</b>	Jambière fine	74 cm	70 cm	58 cm	47 cm
	<b>SLK4035</b>	Jambière large	87 cm	89 cm	81 cm	72 cm
	<b>SLK4043</b>	Manchon bras/épaule	85 cm	Epaule supérieure 58 cm	Coude 53 cm	Main 50 cm
	<b>SLK4031</b>	Pantalon standard 2 jambes (avec pieds flexibles → tour de taille : 140 cm)	Sans pieds flexibles 118 cm	72 cm	68 cm	60 cm
	<b>SLK4029</b>	Pantalon fin 2 jambes avec pieds flexibles (tour de taille 140cm)	Sans pieds flexibles 108 cm	72 cm	68 cm	60 cm
<b>Extensions manchons</b>	<b>SLK4033</b>	Extension pour jambière standard		20 cm		10 cm
	<b>SLK4039</b>	Extension pour jambière fine		20 cm		10 cm
	<b>SLK4034</b>	Extension pantalon standard 2 jambes		20 cm		10 cm
	<b>SLK4040</b>	Extension pantalon fin 2 jambes		21 cm		10 cm
	<b>SLK4038</b>	Extension pour manchon bras/épaule		7 cm		7 cm
<b>Accessoires</b>	<b>SLK4036</b>	Tube de connexion				
	<b>SLK3067</b>	Câble d'alimentation				

## 11. Pictogrammes et symboles utilisés

	Symbole du fabricant		Respecter le mode d'emploi
	Date de fabrication		Utilisation à l'intérieur uniquement
<b>SN</b>	Numéro de série		Partie de l'application BF
<b>IP42</b>	Protection contre la pénétration de corps étrangers >1 mm et contre les gouttes d'eau tombant en diagonal		Fonctionnement uniquement dans un intervalle de température de +15°C à 40°C
	Directive : 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques : collecte sélective des équipements électriques et électroniques		Symbole de la classe de protection II
	Tension « On » l'appareil est en marche		Attention ! Respectez les informations ci-jointes – Respectez les consignes
	Tension « Off » l'appareil est éteint		Conforme aux directives de l'UE avec l'intervention d'un organisme notifié
	Utilisation d'un fusible à action lente de 1A		Marquage sur l'emballage : Transport et stockage uniquement dans cet intervalle de température de -20°C à +50°C
	Marquage sur l'emballage : Protéger de la lumière directe du soleil		Marquage sur l'emballage : Protéger de l'humidité et de la moisissure

## 12. Lignes directrices CEM

<b>Lignes directrices et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques</b>		
Le Varilymph 12 Pro est conçu pour fonctionner dans un environnement tel que spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement ci-dessous.		
<b>Mesures d'émission d'interférences</b>	<b>Concordance</b>	<b>Environnement électromagnétique - Orientation</b>
Emissions RF selon CISPR 11	Groupe 1	Le Varilymph 12 Pro utilise l'énergie radiofréquence exclusivement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, son émission de radiofréquence est très faible et ne risque pas d'interférer avec les appareils électroniques voisins.
Emissions RF selon CISPR 11	Classe B	Le Varilymph 12 Pro peut être utilisé dans tous les types d'établissements y compris les établissements résidentiels et ceux qui sont directement raccordés à un réseau public d'approvisionnement qui alimente également des bâtiments à usage résidentiel.
Emissions d'harmoniques selon la norme IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissions de fluctuations de tension/de scintillement selon la norme IEC 61000-3-3	En accord	

<b>Lignes directrices et déclaration du fabricant – Compatibilité électromagnétique</b>			
Le Varilymph 12 Pro est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de SLK doit s'assurer qu'il est utilisé dans m'environnement mentionné.			
<b>Test de compatibilité</b>	<b>IEC 60601- Niveau de test</b>	<b>Niveau de conformité</b>	<b>Environnement électromagnétique - Ligne directrices</b>
Décharge électrique statique (ESD) selon la norme IEC 61000-4-2	± 6 kV décharge de contact _ + 8 kV décharge d'air	En accord En accord	Les sols doivent être en bois, en béton ou recouverts de carreaux de céramique. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30%.
Perturbations électriques transitoires rapides/rafales selon la norme IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes de réseau + 1 kV pour les lignes entrantes et sortantes	En accord En accord	La qualité de la tension d'alimentation doit correspondre à celle d'un environnement professionnel ou hospitalier typique.
Surtensions selon la norme IEC 61000-4-5	± 1 kV tension push-pull + 2 kV tension de mode commun	En accord En accord	La qualité de la tension d'alimentation doit correspondre à celle d'un environnement professionnel ou hospitalier typique.
Perte de tension, les interruptions de courte durée et les	< 5 % UT (> 95 % UT dip) pendant ½ période	En accord	La qualité de la tension d'alimentation doit être celle d'un environnement professionnel ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du SLK Varilymph 12 Pro

Fluctuations de la tension d'alimentation selon la norme IEC 61000-4-11	40 % UT (effondrement de 60% de l'UT) pendant 5 périodes 70 % UT (effondrement de 30 % de l'UT) pendant 25 périodes < 5 % UT (effondrement > 95 % de l'UT) pendant 5 s		a besoin d'un fonctionnement en continu même en cas de coupure de courant, il est recommandé d'alimenter le Varilymph 12 Pro par une alimentation sans interruption ou par une batterie.
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) selon la norme IEC 61000-4-8	3 A/m	En accord	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent correspondre aux valeurs typiques rencontrées dans les environnements professionnels et hospitaliers.
REMARQUE : UT est la tension du secteur avant l'application des niveaux d'essai.			

### Lignes directrices et déclaration du fabricant – Compatibilité électromagnétique

Le Varilymph 12 Po est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du SLK doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement mentionné.

Test de compatibilité	IEC 60601- Niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Ligne directrices
Perturbations RF conduites selon la norme IEC 61000-4-6 rayonnées	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	En accord	Les radios portables et mobiles ne doivent pas être utilisées à une distance du [dispositif ou système], y compris des lignes, que la distance de séparation recommandée calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence d'émission.  <b>Distance de sécurité recommandée.</b> $d=1,17 \sqrt{P}$ $d=1,17 \sqrt{P}$ pour 80 MHz à 800 MHz $d=2,33 \sqrt{P}$ pour 80 MHz à 2,5 GHz
Perturbations RF selon la norme IEC 000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	En accord	Où P est la puissance nominale en watts (W) spécifiée par le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).  L'intensité du champ des émetteurs radio fixes doit être inférieure au niveau de conformité à toutes les fréquences selon une étude sur place a.b. Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements portant le pictogramme suivant.  

REMARQUE 1: Pour 80 MHz et 800 MHz, c'est la gamme de fréquences la plus élevée qui s'applique.

REMARQUE 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas être applicables dans tous les cas. La propagation des quantités électromagnétiques est affectée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes.

L'intensité du champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base des radiotéléphones et les radios mobiles terrestres.

Les stations de radio amateur et les émetteurs de radio et de télévision AM et FM ne peuvent pas être prédits théoriquement avec précision. Pour déterminer l'environnement électromagnétique en ce qui concerne les émetteurs fixes, une étude du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée sur le site où le Varilymph 12 Pro est utilisé dépasse les niveaux de conformité énumérés ci-dessus, le SLK Varilymph 12 Pro doit être observé pour démontrer son bon fonctionnement. Si des caractéristiques de fonctionnement inhabituelles sont observées, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, telles que changer l'orientation ou l'emplacement du Varilymph 12 Pro.

Dans la gamme de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

### Distance de protection recommandées entre les équipements de télécommunications RF portables et mobiles [DISPOSITIF ou SYSTÈME]

Le Varilymph 12 Pro est destiné à fonctionner dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du Varilymph 12 Pro peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils de télécommunication RF portables et mobiles (émetteurs) et le Varilymph 12 Pro – en fonction de la puissance de sortie de l'appareil de communication, comme spécifié ci-dessous.

Puissance nominale de l'émetteur W	Distance de protection en fonction de la fréquence de transmission m		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
<b>0,01</b>	0,12	0,12	0,23
<b>0,1</b>	0,37	0,37	0,74
<b>1</b>	1,17	1,17	2,33
<b>10</b>	3,7	3,7	7,37
<b>100</b>	11,7	11,7	23,3

Pour les émetteurs dont la puissance maximale n'est pas spécifiée dans le tableau ci-dessus, la distance de sécurité recommandée (d) en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation associée à chaque colonne, où P est la puissance maximale de l'émetteur en watts (w) spécifiée par le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 : Pour 80 MHz et 800 MHz, c'est la gamme de fréquence la plus élevée qui s'applique.

REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas. La propagation des émissions électromagnétiques sont affectées par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes.

Tout incident grave concernant ce produit doit être signalé immédiatement à votre fournisseur.

# Garantie

En cas de réclamation, le consommateur doit s'adresser au détaillant où le produit a été acheté ou au fournisseur agréé.

En cas d'impossibilité de contacter l'établissement où le bien a été acheté, pour tout doute ou réclamation, vous pouvez nous envoyer un mail à [info.france@wellell.com](mailto:info.france@wellell.com) ou contacter nos commerciaux.

La garantie sur nos produits commence le jour où WELLELL livre le produit au client.

Le produit doit être récupéré ou livré à l'adresse de facturation correspondante qui a été émise. Le produit doit être correctement emballé et dans des conditions hygiéniques raisonnables.

Pour l'approbation de la garantie à la suite d'une plainte ou d'une réclamation pour un défaut ou une incidence du produit, il est obligatoire de fournir les informations suivantes :

- Le nom ou la raison sociale de l'acheteur.
- Le numéro de série du produit.
- Description du problème ou du défaut du produit.
- Photos du matériel endommagé en cas de casse, de dommages, de chocs...

La non-présentation de ces informations entraîne l'exonération de la garantie.

Les défauts ou dommages dus à un stockage, une utilisation ou une manipulation incorrects du produit ou ses matériaux, ou à l'usure causée par l'utilisation normale du produit, ne sont pas couverts par la présente garantie.

WELLELL décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation impropre ou dangereuse de ce matériel, d'un défaut d'entretien ou du non-respect des instructions du manuel d'utilisation.

L'acheteur assume et accepte toutes les conditions de vente et de garantie énoncées dans le présent document lors de l'achat de chaque produit acheté auprès de WELLELL.

Be well, Live well

# Wellell



SLK Medical GmbH  
Am Herdicksbach 18, 45731 Waltrop, Allemagne  
Tel: +49 800 7550055



Wellell France  
4 Boulevard de la Chanterie  
49 124 Saint-Barthélemy d'Anjou  
Tel : 02 72 79 27 13

