

Carry Compact

Lève-patient

Un outil compact, maniable dans les petits espaces



Sécurité


- Conçu pour les patients allant jusqu'à **160 kg**
- Appareil de levage hautement fonctionnel, prise et dépose du patient en douceur
- Protège le dos des aidants
- Fléau 4 points avec attache anti-retour
- Garde au sol particulièrement basse à l'avant de 83 mm
- Les personnes peuvent être prises en charge depuis le sol
- Conforme à la norme DIN EN ISO 10535:2007-04 et aux exigences de la norme EN ISO 60601-1:2013-12.

Ergonomique et confortable

- Amplitude d'élévation jusqu'à 1.75 m,
- Convient aux patients jusqu'à 1,70 cm de hauteur
- Roulement à billes pour faciliter les déplacements
- Double accès commande aimantée avec écran de contrôle
- Soulèvement et abaissement en douceur du patient

Simple et efficace

- Facile à utiliser dans les espaces et les portes étroites
- Grande facilité d'utilisation pour le personnel soignant et les patients
- Ecartement **manuel** réglable du châssis
- Rotation à 360 degrés de la barre de levage dans la position la plus haute possible
- Facilement démontable et transportable
- Le mât et le châssis peuvent être démontés sans outils
- Capacité élevée de la batterie / **batterie au lithium-ion**




Lève-Patient	Ecartement Manuel
Longueur	103cm
Hauteur	124cm
Largeur	56cm
Hauteur châssis	8,5cm
Hauteur de levage	81-175cm
Rayon de rotation	115cm
Ecartement	45-78cm
Poids	33kg





Sécurité

- Conçu pour les patients allant jusqu'à **185 kg**
- Appareil de levage hautement fonctionnel, prise et dépose du patient en douceur
- Protège le dos des aidants
- Fléau 4 points avec attache anti-retour
- Les personnes peuvent être prises en charge depuis le sol
- Conforme à la norme DIN EN ISO 10535:2007-04 et aux exigences de la norme EN ISO 60601-1:2013-12.



Fléau 4 points en H

- ✓ Plus de facilité pour installer la sangle lors d'un ramassage au sol
- ✓ Plus de facilité pour transférer un patient au milieu du lit, lorsqu'il s'agit d'un lit grande largeur

Lève-Patient	Ecartement Manuel	Ecartement Electrique
Longueur	118cm	118cm
Hauteur	137cm	137cm
Largeur	61cm	61cm
Hauteur châssis	11cm	11cm
Hauteur de levage	81-203cm	81-203cm
Rayon de rotation	132cm	132cm
Ecartement	51-94cm	51-94cm
Poids	37kg	38kg

Ecartements Manuel & Electrique

Carry Classic

Lève-patient

Un classique robuste et durable

Ergonomique et confortable

- Amplitude d'élévation jusqu'à 2.03 m,
- Roulement à billes pour faciliter les déplacements
- Double accès commande aimantée avec écran de contrôle
- Soulèvement et abaissement en douceur du patient

Simple et efficace

- Facile à utiliser dans les espaces et les portes étroites
- Grande facilité d'utilisation pour le personnel soignant et les patients
 - Mât et châssis standard amovible sans outils
 - Rotation à 360 degrés de la barre de levage dans la position la plus haute possible
 - Facilement **pliable** et **transportable** sans outils
- Ecartement réglable du châssis manuel ou électrique
- Capacité élevée de la batterie / **batterie au lithium-ion**



TRANSFERTS PASSIF & SEMI PASSIF