

# Eazyup

Verticalisateur base fixe

Faible garde au sol pour passer sous les sièges



## Verticalisateur base fixe

### Faible garde au sol pour passer sous les sièges

#### Verticalisateur prenant en charge :

- Le transfert sûr d'une position assise à une autre pour les patients à mobilité réduite
- Le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient
- Le maintien du patient en position semi-debout pour les transferts ou pour la rééducation à la marche
- Aide à la thérapie, pour la préservation ou l'augmentation de la mobilité



#### TRANSFERTS ACTIF & SEMI ACTIF



## Faciliter les transferts à domicile et en collectivités.

#### Ergonomique et confortable

- Amplitude d'élévation jusqu'à 1.59 m,
- Marchepied avec protège-tibias réglable en hauteur,
- Roulement à billes pour faciliter les déplacements
- Double accès commande aimantée avec écran de contrôle
- Possibilité de se lever plus facilement grâce à un repose-pieds particulièrement profond
- Schéma de levée rapide et souple pour rassurer le patient


#### Simple et efficace

- Facile à utiliser dans les espaces et les portes étroites
- Facilement démontable et transportable
- Le mât et le châssis standard sont amovibles sans outils
- Mât raccordable

#### Sécurité

- Conçu pour les patients allant jusqu'à **160 kg**
- Appareil de levage hautement fonctionnel, prise et dépose du patient en douceur
- Transfert sûr en position debout
- Protège le dos des aidants
- Fléau 4 points avec attache anti-retour (lève-patient)
- Conforme à la norme DIN EN ISO 10535:2007-04 et aux exigences de la norme EN ISO 60601-1:2013-12.

# Caractéristiques




Verticalisateur	Ecartement Manuel
Longueur	99cm
Hauteur	114cm
Largeur	58cm
Hauteur châssis	6,6cm
Hauteur de levage	90-159cm
Rayon de rotation	90cm
Poids	34kg

**Marc Kerharou : 06.17.01.07.55**  
Directeur Commercial  
marc.kerharou@wellell.com

**Maxime Manet : 06 38 23 93 55**  
Technico-commercial  
maxime.manet@wellell.com

**Aurélien Gleizes : 07 85 72 35 06**  
Technico-commercial  
aurelien.gleizes@wellell.com



**Amaury Peniguel : 06.71.24.55.06**  
Technico-commercial  
amaury.peniguel@wellell.com

**Julien Coutarel : 07.58.08.67.57**  
Technico-commercial  
julien.coutarel@wellell.com

**Julien D'agaro : 06.15.68.08.93**  
Technico-commercial  
julien.dagaro@wellell.com

Distributed by

FRANCE  
Wellell France SAS  
4 Blvd. de La Chanterie,  
49124 Saint Barthélemy d'Anjou,  
Pays De La Loire, France  
T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767  
adv.france@wellell.com

SIEGE SOCIAL - WELLELL Inc.  
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei City,  
23679, Taiwan T +886 2 2268 3100  
F +886 2 2268 6525