

Multy – 3 en 1

Verticalisateur - Lève-patient - Ramassage au sol

Innovation mondiale
Mât réglable en hauteur



La solution 3 en 1 pour les transferts

Verticalisateur prenant en charge :

- Le transfert sûr d'une position assise à une autre pour les patients à mobilité réduite
- Le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient
- Le maintien du patient en position semi-debout pour les transferts ou pour la rééducation à la marche

Lève-patient prenant en charge :

- Le transfert ou le déplacement des patients handicapés ou dont les facultés motrices sont moindres.
- Permet à l'aidant d'effectuer sans effort les transferts couché/couché et couché/assis en toute sécurité.



Transformation lève-patient en verticalisateur en moins de 40 secondes et inversement

TRANSFERTS ACTIF - SEMI ACTIF - PASSIF - SEMI PASSIF



Faciliter les transferts à domicile et en collectivités.

Ergonomique et confortable

- Amplitude d'élévation jusqu'à 2.03 m,
- Marchepied avec protège-tibias réglable en hauteur,
- Roulement à billes pour faciliter les déplacements
- Commande confort avec écran
- Direction vers l'avant permettant un passage de la position assise à la position debout
- Ecartement des pieds manuel ou électrique


Simple et efficace

- Facile à utiliser dans les espaces et les portes étroites
- Ecartement réglable pour un accès facile aux chaises et aux fauteuils roulants
- Facilement démontable et transportable
- Le mât et le châssis standard sont amovibles sans outils

Sécurité

- Conçu pour les patients allant jusqu'à 185 kg
- Appareil de levage hautement fonctionnel, prise et dépose du patient en douceur
- Protège le dos des aidants
- Fléau 4 points avec attache anti-retour (lève-patient)
- Le Multy permet le ramassage au sol du patient (avec les sangles adaptées)
- Conforme à la norme DIN EN ISO 10535:2007-04 et aux exigences de la norme EN ISO 60601-1:2013-12.

Caractéristiques



- Fléau 4 points en H**
- ✓ Plus de facilité pour installer la sangle lors d'un ramassage au sol
 - ✓ Plus de facilité pour transférer un patient au milieu du lit, lorsqu'il s'agit d'un lit grande largeur

Verticalisateur	Ecartement Manuel	Ecartement Electrique
Longueur	117cm	117cm
Hauteur	105cm	105cm
Largeur	61cm	61cm
Hauteur châssis	11cm	11cm
Hauteur de levage	86-163cm	86-163cm
Rayon de rotation	129cm	129cm
Ecartement	61-92cm	61-92cm
Poids	51,3kg	51,3kg

Lève-patient	Ecartement Manuel	Ecartement Electrique
Longueur	117cm	117cm
Hauteur	137cm	137cm
Largeur	61cm	61cm
Hauteur châssis	11cm	11cm
Hauteur de levage	81-203cm	81-203cm
Rayon de rotation	129cm	129cm
Ecartement	61-92cm	61-92cm
Poids	41,3kg	42,3kg

Marc Kerharou : 06.17.01.07.55
Directeur Commercial
marc.kerharou@wellell.com


Maxime Manet : 06 38 23 93 55
Technico-commercial
maxime.manet@wellell.com

Aurélien Gleizes : 07 85 72 35 06
Technico-commercial
aurelien.gleizes@wellell.com

Amaury Peniguel : 06.71.24.55.06
Technico-commercial
amaury.peniguel@wellell.com

Julien Coutarel : 07.58.08.67.57
Technico-commercial
julien.coutarel@wellell.com

Julien D'agaro : 06.15.68.08.93
Technico-commercial
julien.dagaro@wellell.com



Distributed by

FRANCE
Wellell France SAS
4 Blvd. de La Chanterie,
49124 Saint Barthélémy d'Anjou,
Pays De La Loire, France
T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767
info.france@wellell.com

www.wellell.com