

Multy – 3 en 1

Verticalisateur - Lève-patient - Ramassage au sol

Innovation mondiale
Mât réglable en hauteur



La solution 3 en 1 pour les transferts

Verticalisateur prenant en charge :

- Le transfert sûr d'une position assise à une autre pour les patients à mobilité réduite
- Le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient
- Le maintien du patient en position semi-debout pour les transferts ou pour la rééducation à la marche

Lève-patient prenant en charge :

- Le transfert ou le déplacement des patients handicapés ou dont les facultés motrices sont moindres.
- Permet à l'aidant d'effectuer sans effort les transferts couché/couché et couché/assis en toute sécurité.



Transformation lève-patient en verticalisateur en moins de 40 secondes et inversement



TRANSFERTS ACTIF – SEMI ACTIF – PASSIF – SEMI PASSIF

F

Faciliter les transferts à domicile et en collectivités.

Ergonomique et confortable

- Amplitude d'élévation jusqu'à 2.03 m,
 - Marchepied avec protège-tibias réglable en hauteur,
 - Roulement à billes pour faciliter les déplacements
 - Commande confort avec écran
 - Direction vers l'avant permettant un passage de la position assise à la position debout
- Ecartement des pieds manuel ou électrique

Simple et efficace

- Facile à utiliser dans les espaces et les portes étroites
- Ecartement réglable pour un accès facile aux chaises et aux fauteuils roulants
- Facilement démontable et transportable
- Le mât et le châssis standard sont amovibles sans outils

Sécurité

- Conçu pour les patients allant jusqu'à 185 kg
- Appareil de levage hautement fonctionnel, prise et dépose du patient en douceur
- Protège le dos des aidants
- Fléau 4 points avec attache anti-retour (lève-patient)
- Le Multy permet le ramassage au sol du patient (avec les sangles adaptées)
- Conforme à la norme DIN EN ISO 10535:2007-04 et aux exigences de la norme EN ISO 60601-1:2013-12.

Caractéristiques



Verticalisateur	Ecartement Manuel	Ecartement Electrique
Longueur	117cm	117cm
Hauteur	105cm	105cm
Largeur	61cm	61cm
Hauteur châssis	11cm	11cm
Hauteur de levage	86-163cm	86-163cm
Rayon de rotation	129cm	129cm
Ecartement	61-92cm	61-92cm
Poids	51,3kg	51,3kg

Lève-patient	Ecartement Manuel	Ecartement Electrique
Longueur	117cm	117cm
Hauteur	137cm	137cm
Largeur	61cm	61cm
Hauteur châssis	11cm	11cm
Hauteur de levage	81-203cm	81-203cm
Rayon de rotation	129cm	129cm
Ecartement	61-92cm	61-92cm
Poids	41,3kg	42,3kg