

Sedens 500

Coussin de SiègeDynamique

Coussin d'assise léger avec batterie longue durée

Le Sedens 500 s'aligne sur la directive clinique 2019, avec des coussins et des supports dorsaux avancés conçus pour prévenir les lésions de pression et gérer la pression de manière effective. Léger et portable, il est parfait pour les chaises ou les fauteuils roulants, offrant une stabilité posturale exceptionnelle avec une base en mousse solide et un soutien médial des cuisses.

Sa batterie lithium-ion longue durée offre jusqu'à 12 heures d'utilisation ininterrompue, apportant ainsi beaucoup d'autonomie au patient. Les alarmes visuelles et sonores donnent la priorité à la sécurité de l'utilisateur, faisant du Sedens 500 une solution complète et innovante pour les défis de mobilité tout en favorisant le confort et le bien-être.



Redistribution Optimale de la Pression

Le mode alternatif efficace et le mode de thérapie statique permettent de répondre aux besoins individuels de traitement et de prévention. L'appareil offre également 5 niveaux de réglages et 3 durées de cycle au choix.



Utilisation Prolongée à L'extérieur

L'appareil permet une utilisation prolongée en extérieur grâce à sa batterie lithium-ion d'une durée de 12 heures à pleine charge.

Sedens 500

Coussin de siège a mobilité avancée :
Alimentation électrique prolongée et dispositifs de sécurité



Spécifications	Sedens 500			
Pompe	Dimension	25 x 12,5 x 5,7 cm		
	Poids	1 kg		
	Tension d'alimentation	100-240V /50-60Hz		
	Therapy mode	Alternatif / statique		
Cushion	Dimension (L x L x H)	41 x 42 x 10,2 cm	43 x 43 x 10,2 cm	46 x 46 x 10,2 cm
	Type de matelas	Base en mousse HR de contour avec 4 cellules d'air		
	Poids	1-1,2 kg		
	Matériau du couvercle	Poly / PU		
	Matériau de la cellule	Nylon / PU		
	Base material	Nylon / PU		
	Poids maximal du patient	120kg		

Pompe : normes de résistance à l'eau (IP22) ; Matelas : normes d'ignifugation (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE

