

Relievo ProfiSoft

- **Matelas en polymère cellulaire de très haute élasticité.**
- Les propriétés mécaniques de cette nouvelle génération de matelas garantissent de réelles performances pour le **confort et la prévention** des escarres répondant aux risques moyen à élevé.
- Dim. : 200 x 90 x **15 cm.**
- Le concept **Relievo ProfiSoft** associe densité et haute élasticité pour offrir une mousse plus flexible et plus tonique :
 - ✓ S'adapte à toutes les morphologies,
 - ✓ Réagit au changement des points d'appuis,
 - ✓ Assure un réel allègement de la pression pour toutes les zones à risque.
- Normes Feu : NF EN 597 partie 1 et 2 – Dispositif médical Classe 1.
- Garantie : 5 ans pour la mousse et 1 an pour la housse.



150 Kg


Pas de
Minimum de
Poids

Apex Care



Relievo ProfiSoft


REF – BP08AZ02



La fermeté de cette mousse facilite le transfert et favorise la mobilité du patient

Relievo ProfiSoft Dual

REF – BP08AX02



Housse élastique dans les 4 sens

- Faible friction et cisaillement,
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau,
- Ignifugée.

- Les matelas **Relievo** offrent une **parfaite aération** du matelas grâce à la structure **cellulaire ouverte** de la mousse et **limite ainsi les phénomènes de macération** contrairement aux mousses Viscoélastiques.

- **Matelas de conception multistrates** : pas de sens d'utilisation. Limite les erreurs d'installation. **Matelas réversible dans les 4 sens.**

NB : Il est recommandé pour accroître sa longévité de le retourner régulièrement, surtout après chaque changement de patient.